

# Ciśnieniomierz automatyczny naramienny CONTROLY KOMFORT PLUS, 1 szt.



cena: 95,99 PLN

## Opis słownikowy

Postać	ciśnieniomierz
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	pomiar ciśnienia

## Opis produktu

Cyfrowy ciśnieniomierz KOMFORT PLUS to w pełni automatyczny, cyfrowy wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu. Umożliwia bardzo szybki i niezawodny pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz tętna metodą oscylometryczną. Wyrób ten zapewnia klinicznie potwierdzoną dokładność i został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika. Dzięki czytelnym i kontrastowym cyfrom, doskonale sprawdzi się jako aparat dla seniora lub - będąc na obowiązkowym wyposażeniu domu - ciśnieniomierz dla całej rodziny.

## Ciśnieniomierz automatyczny naramienny CONTROLY KOMFORT PLUS - cechy produktu:

- Waga: 226 g
- Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LED 62,5 x 63,5 mm [2,46" x 2,5"]
- Wymiary: 123 mm (szer.) x 82 mm (dł.) x 25 mm (wys.) [4,84" (szer.) x 3,23" (dł.) x 0,98" (wys.)]
- Akcesoria: 1 x ciśnieniomierz, 1 x mankiet, 1 x instrukcja obsługi, 1 x karta gwarancyjna, 1 x etui, 1x zasilacz sieciowy
- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- Czujnik ciśnienia: rezystancyjny
- Zakres pomiarowy: 0 - 280 mmHg
- Tętno: od 40 do 170 na minutę
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: Pamięć: automatycznie zapisuje ostatnie 120 pomiarów dla 2 użytkowników (łącznie 240)
- Rozdzielczość pomiaru: 1 mmHg
- Dokładność: ciśnienie w granicach  $\pm 3$  mmHg / puls  $\pm 5\%$  odczytu
- Źródło zasilania: 3 x baterie AA, 1,5 V lub zasilacz sieciowy WEJŚCIE: 100-240V AC 50/60 Hz, WYJŚCIE: 5V DC 1A
- Akcesoria: mankiet o szerokim zakresie obwodu 8,7"- 15,7" (22 - 40 cm)
- Automatyczne wyłączenie: 60 sekund
- Produkt objęty 5-letnią usługą serwisową "door to door", która obejmuje odbiór uszkodzonego sprzętu, oraz dostawę nowego

sprzętu bezpośrednio do klienta

## Ciśnieniomierz automatyczny naramienny CONTROLY KOMFORT PLUS - przeciwwskazania:

używanie tego aparatu u pacjentów będących podczas dializoterapii lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, przeciwplatekcyjne lub sterydów, może powodować wewnętrzny krwotok.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.