

PASOMED KOMPRESY NIEJAŁOWE Z GAZY BAWĘLIANEJ 10x10 cm, 100 sztuk



cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	kompres
Producent	PASO
Rodzaj rejestracji	
Zastosowanie	opatrunek

Opis produktu

Kompres niejałowy przeznaczony do sterylizacji. Przepakować w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować parą wodną w temp. 121°C, ciśnieniu 115:125 kPa, przez 30 minut, w procesie zwalidowanym.

PASOMED KOMPRES NIEJAŁOWE Z GAZY BAWĘLIANEJ 10x10 cm - zastosowanie:

kompresy niejałowe do krótkotrwałego użytku, jako wyrób jałowy można stosować bezpośrednio do opatrywania ran

PASOMED KOMPRESY NIEJAŁOWE Z GAZY BAWĘLIANEJ 10x10 cm - sposób użycia:

wedle potrzeby

PASOMED KOMPRESY NIEJAŁOWE Z GAZY BAWĘLIANEJ 10x10 cm - w opakowaniu:

100 kompresów 17-nitkowych, 8-warstwowych w rozmiarze 10x10 cm, wykonanych w 100% z bawełny