

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny CONTROLY, 1 szt.

cena: 74,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	ciśnieniomierz
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	pomiar ciśnienia

Opis produktu

Regularny, codzienny pomiar ciśnienia zapewnia stałą kontrolę nad stanem zdrowia i pozwala na bieżąco reagować na wszystkie niepokojące zmiany. W celu wyeliminowania zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi stworzono ciśnieniomierz automatyczny CONTROLY, który łączy łatwość obsługi z wysokimi możliwościami diagnostycznymi. Wykrywanie arytmii serca, detekcja nieregularnego pulsu, ujawnianie ruchu ciała zaburzającego pomiar to tylko niektóre z opcji, które dostępne są w tym wyjątkowym urządzeniu. Wygodna, kompaktowa budowa sprawia, że aparat możesz mieć zawsze przy sobie. Elegancki i wytrzymały pokrowiec chroni urządzenie przed zgubnym działaniem kurzu oraz zapewnia komfortowe użycie także w podróży. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość ładowania za pomocą złącza mikro USB, dzięki czemu, aby korzystać z pełni jego funkcjonalności, wystarczy zwykła ładowarka telefoniczna.

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny CONTROLY - cechy produktu:

- Zasilanie: bateriami lub micro USB
- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- Dokładność pomiarowa: ciśnienie: +/- 3mmHg, puls: +/- 5%
- Puls: 40-199 uderzeń na minutę
- Czujnik ciśnienia: pojemnościowy
- Zakres pomiarowy: 0-280 mmHg
- Zakres ciśnienia mankietu: 0-299 mmHg
- Dokładność wyświetlania: 1 mmHg
- Warunki działania: 5-40 st. C, wilgotność: 10-93% RH, ciśnienie atmosferyczne: 70-10kPa
- Pamięć automatyczna: 180 pomiarów (po 90 ostatnich wyników dla 2 osób)
- Wymiary: 118 mm x 110 mm x 52 mm
- Waga: 225,5g
- Wyświetlacz LCD: 60 mm x 40 mm
- Produkt objęty 5-letnią usługą serwisową "door to door", która obejmuje odbiór uszkodzonego sprzętu, oraz dostawę nowego sprzętu bezpośrednio do klienta
- Zawartość opakowania: 4 baterie AAA, mankiety z możliwością regulacji objętości, elegancki pokrowiec, karta gwarancyjna

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny CONTROLY - przeciwwskazania:

używanie tego aparatu u pacjentów będących podczas dializoterapii lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, przeciwplatekcyjne lub sterydów, może powodować wewnętrzny krwotok

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

